

FICHA TÉCNICA

MALETIN DE EMERGENCIA QUÍMICO-TÉRMICO

Maletín de emergencia

SKU: KIT1



DESCRIPCIÓN:

Kit de primeros auxilios para quemaduras químicas y térmicas. Este Kit completo reúne elementos para atender los primeros auxilios de accidentes químicos y por temperatura; es un práctico maletín anti-impacto, impermeable y con cinta blanca reflectante alrededor. En su interior trae un compartimiento mallado con cierre de velcro, que permiten una previa distribución de los elementos según el tipo de emergencia que se requiera asistir.

BENEFICIOS

- Refuerzo interno acolchado anti-impacto para proteger el contenido ante posibles caídas del maletín.
- Maletín recubierto con PVC transparente fácil de limpiar.
- Cremallera posterior, que puede utilizarse para guardar documentos
- Cinta reflectante para visualización inmediata.
- Fácil traslado ante una emergencia.

COMPONENTES:

Quemaduras químicas:

- 3x Anpoterol® DCM100
- 1x Anpoterol® DCM200

Tratamiento de quemaduras térmicas:

- 3x apósitos hidrogelados para quemaduras 10x10cm.
- 1x apósito hidrogelado para quemaduras 20x20cm.
- 1x apósito hidrogelado para quemaduras 30x40cm Rostro.
- 15x sachet hidrogel 3,5 gr.
- 1x espray hidrogel 120 ml.

Kit básico- primeros auxilios:

- 1x tijera de extricación punta de pato 15 cm
- 2x vendas de gasa elasticada 8cm x 4mts.
- 5x vendas adhesivas
- 1x Par de guantes de nitrilo para procedimientos.
- 1x maletín de emergencias y documentación.

CONDICIONES DE USO:

- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.
- Algunos de los componentes poseen fecha de caducidad, ver marcaje de cada producto.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
KIT1	Accesorios DCM	3,3 Kg	L: 35 cm H: 27 cm W: 10 cm	Cuerpo: PVC Correa: Nylon	Negro

