

FICHA TÉCNICA

MALETÍN PORTATIL DCM

Maletín con cierre para DCM

SKU: ACC4

DESCRIPCIÓN:

Maletín Portatil para instalación en muro, colgar en muro y transporte manual, diseñado para resistir a ambientes corrosivos con polvo y polución y para transportar dispositivos médicos DCM Anphoterol ®. Capacidad entre 2 y 3 unidades de DCM.

COMPONENTES:

- 2x Ganchos en la parte superior para instalación semi-fija a muro.
- Base intercambiable para dos o tres unidades.

BENEFICIOS:

- Impermeable y con cierre
- Fácil instalación
- Resistente a ambientes corrosivos
- Permite el correcto almacenamiento de los DCM

CONDICIONES DE USO:

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.



CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
ACC4	Accesorios DCM	450 g.	28 cm 25 cm 9 cm	Maletín: Poliuretano multicapa forrado con cinta reflectante y 2 herrajes metálicos. Logo: PVC transparente con impresión UV.	Negro

