



DCM100 - NEBULIZADOR 100 ml

DCM200 - NEBULIZADOR 200 ml

DCM

DESCONTAMINADOR DE CARA Y MANOS

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN

Descontaminante de Caras y Manos con solución Anphoterol®, es un dispositivo médico clase II, portátil y de fácil aplicación. Es un sistema de lavado en aerosol con acción nebulizadora de primeros auxilios, para accidentes por salpicadura con agentes químicos de pH ácido o alcalino. **Presentado en dos formatos de 100 ml y 200 ml de solución Anphoterol®**, indicado para áreas afectadas de hasta 3% y 9% de la superficie corporal total respectivamente. La solución Anphoterol® es un producto no irritante, no alérgico, biodegradable, no tóxico (a la piel y los ojos) ya que sus compuestos están presentes en el cuerpo humano.



CARACTERÍSTICAS

SKU	CONTENIDO	DIMENSIONES	GAS PROPULSOR	TIEMPO DE VENCIMIENTO	USO	TIEMPO DE LAVADO
DCM100	100 ml 104 g	Ø 53 mm H: 180 mm	Sistema Bag-on-Valve	24 meses	MANOS/OJOS PIE/CARA	70 seg.
DCM200	200 ml 208 g	Ø 53 mm H: 210 mm			BRAZOS/MANOS PIES/PIERNA OJOS/CABEZA	140 seg.

- **Conforme a ISP DDM/2027/19.**
- Control simple de lavado: uso completo y único del dispositivo.
- Rociado nebulizado y humectante.
- Dispositivo médico clase II.
- Con solución biodegradable desarrollada con compuestos presentes en el cuerpo humano.
- Lavado uniforme en la zona afectada.
- No produce daño o traumas a la zona cutánea u ocular.
- Presentación ligera y fácil de manipular.
- Indicado para áreas afectadas de hasta 3% (DCM100) y 9% (DCM200)

