

## BLUE DOT – ANTÍDOTO HF

### DESCRIPCIÓN

Gel antidoto para tratamiento de quemaduras químicas por ácido fluorhídrico. Se aplica sobre la superficie dejando actuar su activo de Gluconato de calcio al 2,5 %.

### CARACTERISTICAS

SKU	CONTENIDO	PESO	DIMENSIONES	MATERIAL	COLOR
GELHF	25 gr.	40 grs.	W: 4 cm L: 15 cm H: 4 cm	TUBO DE ALUMINIO	Gel transparente



- Certificación: ISO 13.485:2016- Directiva 93/42/EEC .
- Origen: REINO UNIDO.
- Sistema de apertura: Tapa plástica rosca
- Mantener el producto a temperatura ambiente entre 15C a 25C.
- Gel soluble en agua