



DMT2L DESCONTAMINADOR - 2 lts

DMT5L DESCONTAMINADOR - 5 lts

## DMT

### DESCONTAMINADOR DE MIEMBROS Y TORSO

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA

#### DESCRIPCIÓN

Descontaminante de Miembros y Torso con solución Anphoterol®, es un dispositivo médico clase II, portátil y de fácil aplicación. Es una ducha de lavado portátil con acción nebulizadora presentado en **tres formatos de 2 litros y 5 litros de solución Anphoterol®**, indicado como primer sistema de primeros auxilios para accidentes por salpicaduras con agentes químicos de pH ácido o alcalino en zonas corporales extensas, como la cabeza, los brazos, piernas o torso.

La solución Anphoterol® es un producto no irritante, no alérgico, biodegradable, no tóxico (a la piel y los ojos) ya que sus compuestos están presentes en el cuerpo humano.



#### CARACTERÍSTICAS

SKU	CONTENIDO	DIMENSIONES	GAS PROPULSOR	TIEMPO DE VENCIMIENTO	USO	TIEMPO DE LAVADO
DMT2L	2 L 2,1 kg	Ø 100 mm H: 450 mm	14 kg / cm <sup>2</sup> Nitrógeno	24 MESES	BRAZO/PIERNA TORSO	-4 min.
DMT5L	5 L 5,2 kg	Ø 115 mm H: 520 mm				-8 min.

- Conforme ISP DDM/2027/19
- Control simple de lavado: Uso completo y único del dispositivo.
- Fácil de diferenciar, brillante y de acero inoxidable.
- Transportable de un área de trabajo a otro.
- Dispositivo médico clase II.
- Con solución biodegradable desarrollada con compuestos presentes en el cuerpo humano.
- Rociado nebulizado y humectante.
- Manguera de 1.2 mts de largo para fácil maniobra.
- Precinto y pin de seguridad para garantizar el control de uso.
- Accesorios incluidos para instalación en muro.
- Indicado para áreas afectas sobre el 9% de la superficie corporal total.